


LAMAGNETO PRO

LaMagneto Pro est l'appareil de magnétothérapie parfait pour les membres de la famille qui ont des difficultés à utiliser les dispositifs électromédicaux, grâce à la possibilité de programmer les thérapies à l'avance et de les démarrer plus tard en un seul clic.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Deux canaux indépendants
- ✓ Écran couleur
- ✓ Intensité du champ magnétique jusqu'à 200 Gauss par canal
- ✓ Fréquence de 1 à 120 Hz
- ✓ 63 programmes disponibles
- ✓ Double utilisateur
- ✓ Liste 10 derniers programmes utilisés
- ✓ Mode Blocage programme
- ✓ Compteur de thérapies effectuées et d'heures totales d'utilisation



DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

LaMagneto Pro est un dispositif médical certifié CE1936

PROGRAMMES

01 Ostéoporose	22 Lésion cartilagineuse	43 Nocturne 15 Hz
02 Arthrose	23 Lésion ligamentaire	44 Nocturne 50 Hz
03 Arthrite	24 Œdème osseux	45 Nocturne 75 Hz
04 Arthrose cervicale	25 Tendinite	46 Balayage automatique (Autoscan)
05 Douleurs articulaires	26 Chondropathie	47 Trait. 1 Hz
06 Cervicalgie	27 Anti-inflammatoire	48 Trait. 3 Hz
07 Douleur chronique	28 Coup du lapin	49 Trait. 5 Hz
08 Fractures	29 Cicatrisation	40 Trait. 8 Hz
09 Épicondylite	30 Ulcères cutanés	51 Trait. 10 Hz
10 Épitrochléite	31 Discopathie	52 Trait. 15 Hz
11 Pseudarthrose	32 Myalgie	53 Trait. 16 Hz
12 Lombalgies	33 Neuropathie	54 Trait. 20 Hz
13 Douleur lombo-sacrée	34 Déchirure musculaire	55 Trait. 30 Hz
14 Arthrose épaule	35 Crampe musculaire	56 Trait. 50 Hz
15 Arthrose genoux	36 Rhizarthrose	57 Trait. 50 Hz
16 Périarthrite scapulo-humérale	37 Conflit sous-acromial	58 Trait. 60 Hz
17 Coxarthrose	38 Syndrome du canal carpien	59 Trait. 70 Hz
18 Atrophies musculaires	39 Prothèse titane	60 Trait. 75 Hz
19 Traitement musculaire	40 Coiffe des rotateurs	61 Trait. 80 Hz
20 Ostéonécrose	41 Canal tarsien	62 Trait. 90 Hz
21 Algodystrophie	42 Nocturne 1 Hz	63 Trait. 100 Hz

LAMAGNETO PRO

ÉQUIPEMENTS

- ✓ LaMagneto Pro
- ✓ Un applicateur-sangle avec 3 solénoïdes
- ✓ Un applicateur professionnel avec deux solénoïdes
- ✓ Alimentation médicale
- ✓ Notice d'utilisation
- ✓ Aimant pour vérification de l'exécution de la thérapie
- ✓ Étui de transport
- ✓ Trois sangles en textile non tissé (TNT) 15x150 cm



DIMENSIONS DU DISPOSITIF 180 x 110 x 50 mm

FAQ

COMMENT AGIT LA MAGNÉTHÉRAPIE ?

L'efficacité de la magnétothérapie repose notamment sur des impulsions électromagnétiques, qui sont activées et désactivées alternativement en séquence rapide. Ce mécanisme conditionne la cellule qui est stimulée par la séquence de champs électromagnétiques. Ceux-ci libèrent à leur tour de l'énergie dans la cellule, rétablissant ainsi l'équilibre électrique.

Les changements biologiques induits par les champs magnétiques sur les membranes biologiques, les cellules et les vaisseaux entraînent des effets thérapeutiques tels que : anti-inflammatoires, réduction des œdèmes et stimulation de la réparation des tissus. La relaxation musculaire obtenue par la magnétothérapie contribue à améliorer la microcirculation. Les fibres lisses se détendent et un effet de vasodilatation se produit. La libération d'endorphines permet d'élever le seuil de la douleur et une légère hyperémie produit un effet anti-inflammatoire.

LA MAGNÉTHÉRAPIE EST-ELLE VRAIMENT EFFICACE ?

La magnétothérapie représente depuis des décennies une thérapie consolidée et d'une efficacité universellement reconnue. Des milliers d'études cliniques dans la littérature font état de l'efficacité de la magnétothérapie dans le traitement des pathologies musculosquelettiques.

LA MAGNÉTHÉRAPIE A-T-ELLE DES CONTRE-INDICATIONS ?

La magnétothérapie est l'une des thérapies physiques présentant le moins de contre-indications, comme en témoignent aussi les nombreuses études cliniques sur les champs électromagnétiques pulsés. Certaines mises en garde de base indiquées dans les manuels d'utilisation doivent être respectés, tels que : grossesse, tuberculose, diabète juvénile, maladies virales en phase aiguë, mycoses, maladies cardiaques, tumeurs, arythmies graves, porteurs de stimulateurs cardiaques, enfants, porteurs de prothèses magnétisables, infections aiguës et épileptiques. (Sauf prescription contraire d'un médecin).

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE SUIVRE LA THÉRAPIE ?

Pour un bon traitement de magnétothérapie, il est essentiel de consulter d'abord son médecin afin d'identifier la pathologie dont on souffre. En général, la magnétothérapie nécessite des temps de traitement de moyen à long terme. Il est recommandé d'effectuer des cycles de 45 à 90 jours (ou plus) avec une durée minimale de 2 à 4 heures par jour, sauf indication contraire du médecin. Le traitement pourra être répété plusieurs fois dans l'année si nécessaire. Par exemple, en cas d'arthrose, d'arthrite, d'ostéoporose et de douleurs articulaires. Il n'existe aucun risque de surdosage. En effet, comme dans le cas des traitements contre l'ostéoporose, il est possible de suivre une thérapie de nuit, même pendant 8 heures consécutives.